



Ензим за бързо извличане на цвят и полифеноли при процеси на кратка мацерация

Съвременното винопроизводство и производствените ограничения често налагат производството на качествени червени вина в рамките на кратко време за преработка. **Rapidase® Fast Color** е разработена специално, за да позволи максимална екстракция на цвят и полифеноли по време на кратки процеси на мацерация на червено грозде. Също така се улесняват и последващите етапи на източване, пресоване и избистряне.

Rapidase® Fast Color

Е течен пектолитичен ензимен препарат с широк спектър от пектиназни и есенциални целулазни и хемицелулазни активности, специално пригоден за отслабване на клетъчните стени на гроздовата ципа и позволяващ по-бързото освобождаване на полифеноли по време на кратка мацерация на червено грозде. **Rapidase Fast Color** естествено съдържа незначително ниски нива на канелена естераза (nFCE) и антоцианазна активност.

Инструкции за употреба и дозировка



- Добавете възможно най-рано в мелачката или по време на мацерация.
- Разрежете 10 пъти преди добавяне.

ЧЕРВЕНО ГРОЗДЕ	
УСЛОВИЯ	ДОЗИРОВКА
Ранно събрана реколта и мацерация по-малко от 3 дни	3 mL/100 Kg
Мацерация повече от 3 дни	1-2 mL/100 Kg

- Активен при температура от 10 до 50 °C ; активността се увеличава с увеличаване на температурата. Температури над 55 °C деактивират **Rapidase Fast Color**.
- Активен в pH интервала на виното и при наличието на нормална концентрации на SO₂.
- Премахва се чрез бентонит.

Изпитан и утвърден

За да се осигури най-добра ефективност при приложение, всяка формула на **Rapidase** е разработена и тествана съвместно с най-известните световни изследователски институти за винарство и е утвърдена във винарски изби с производствен мащаб.



Опаковка и съхранение

- Наличен в пластмасови контейнери от 5 кг.
- Съхранявайте в хладилник при температура от 4 до 8 °C.



Спокойствието идва с ензимите на dsm-firmenich

dsm-firmenich се гордее с най-дългата история в производството на ензими за винопроизводството и демонстрира ангажимента си към тяхната надеждност чрез своята програма Quality for life™. Този ангажимент Ви гарантира, че всяка съставка на dsm-firmenich, която купувате, е безопасна по отношение на качество, надеждност, възпроизводимост и проследимост, като също така е произведена по безопасен и надежден начин.

Специално внимание е отделено, за да се гарантира точността на информацията, предоставена тук. Като имаме предвид, че условията на използване са специфични за всеки отделен потребител и използването на нашите продукти е извън наш контрол, ние не даваме никаква гаранция за резултатите, които могат да се получат от потребителя. Единствено потребителят носи отговорност за определяне на пригодността и за установяване на правния статут за използване.