


PROTOCOLO PARA REANUDAR FÁCILMENTE LAS FERMENTACIONES PARADAS - PARA 100 HL

1^{ER} DÍA

DETOXIFICACIÓN DEL VINO CON PARADA DE FERMENTACIÓN

1. Enfriar el tanque, si es necesario, a 15-20 °C
2. Añadir SO₂: 4-6 g/hL
Si SO₂ total > 150 mg/L: añadir **Delvozyme®** (lisozima) a dosis de 15-25 g/hL con 2 g/hL SO₂
3. Tratar con **Extraferm D'tox**: 3-4 Kg
4. Dejar sedimentar y efectuar un trasiego después de 24 horas

EXTRAferm® D'tox



2º DÍA

REHIDRATACIÓN DE FERMIVIN CHAMPION BOOSTER

1. Diluir 1,5 Kg de azúcar en 50 L de agua a 38 °C
2. Añadir 3 Kg de **Fermivin CHAMPION BOOSTER** a esta solución
3. Dejar que se hinche durante 30 minutos



1,5 Kg azúcar
50 L agua
38 °C



mezclar



2º DÍA

PREPARACIÓN DEL INÓCULO PARA LA REANUDACIÓN

Añadir a la suspensión de **Fermivin CHAMPION BOOSTER** rehidratado:

1. Agua: 70 L (a temperatura ambiente)
2. 12 Kg de azúcar y 50 L de vino con parada y mezclar
3. **Maxaferm**: 70 g
4. Dejar que se enfríe a 20-25 °C
5. Esperar hasta que la densidad llegue a 1005 (máximo 24 horas)

MAXAferm®



3^{ER} Y 4º DÍA

ACLIAMACIÓN DEL REINÓCULO PARA LA REANUDACIÓN

PASO 1: añadir al inóculo


- Vino con parada: 140 L
 - Agua: 70 L (a temperatura ambiente)
 - Azúcar: 25 Kg
 - **Maxaferm**: 180 g
- Esperar +/- 24 horas (o densidad ≈ 995)

MAXAferm®



PASO 2: añadir al inóculo

- Vino con parada: 450 L
 - Agua: 50 L (a temperatura ambiente)
 - Azúcar: 25 Kg
 - **Maxaferm**: 400 g
- Esperar +/- 24 horas (o densidad ≈ 995)



Añadir el inóculo aclimatado al tanque que contiene el vino con parada, previamente detoxificado y trasgado.